

TABLEAU PANSEMENT

Interface = plaie sèche et propre	
Mepitel® (siliconé)	
5 x 7,5 cm 7,5 x 10 cm 10 x 18 cm 20 x 31 cm	Pas sous douche. Découpe ok.
Mepilex transfer : siliconé un peu épais, absorbe exsudats (hydrocellulaire). Sert aussi pour les non exsud en barrière, possible sous compression	
7,5 x 8,5 cm 14 x 15 cm 17,5 x 17,5 cm	Pas sous douche. Découpe ok.
Hydrocellulaire = plaie avec exsudats, suintantes (pansement qui sèche)	
Comresse ou plaque avec partie qui absorbe et partie qui protège du milieu ext. Hydrocellulaire maison = interface + compresse + pansement IIR	
Allevyn Gentle (pas d'adhésif, absorption importante)	
(chgt /7j) max ou lorsque l'exsudat est situé à 1,5 cm du bord. Aj bande ou opsite-flexifix)	
10 x 10 cm ; 10 x 20 cm ; 15 x 15 cm ; 20 x 20 cm	Pas sous douche. Découpe ok.
Allevyn Gentle Border (pourtour adhésif, absorption importante)	
Carré 8x8cm ; 10x10cm ; 12,5x12,5cm ; 17,5x17,5cm Rectangle 10x20cm ; 10x30cm Sacrum 17,2x17,5cm Multisite 17,1x17,9cm Talon 23x23,2cm	Douche ok. Ne pas découper (possible !).
Allevyn Gentle Border Lite (pourtour adhésif, absorption faible)	
5,5x12 cm ; 8x8 cm ; 8x15 cm ; 10x10 cm ; 10x20 cm ; 15x15 cm ; Multisite 8x8,4cm ; Oval 7,7x8,6 cm ou 13,1x15,2 cm	Douche ok. Ne pas découper.
Mepilex Border Flex (pourtour adhésif, absorption importante)	
Carré : 7,5 x 8,5 cm (XS) ; 10 x 10 cm (S) ; 12,5 x 12,5 cm (M) ; 14 x 15 cm (M) ; 17,5 x 17,5cm ; 17,5 x 23 cm (XL) Oval : 7,8 x 10 cm (XS) ; 10,8 x 14 cm (S) ; 13,5 x 16,5 cm (M) ; 15 x 19 cm (L)	Douche ok. Ne pas découper.
Mepilex pour Talon/sacrum	
Mepilex Border Protect Sacrum 22x25 16x20 Mepilex Border Protect talon 22x23 Mepilex Talon (non adhésif) 13x21 ; 15x22	Douche ok pour « border ». Ne pas découper
Mepilex Border Flex EM (pourtour adhésif, absorption faible) EM = extra-mince	
Border Flex EM : 5 x 5 cm (XS) ; 6 x 12 cm (S) ; 9 x 15 cm (M) ; 10 x 20 cm (L) ; 10 x 25 cm (XL) ; 10 x 30 cm (XXL) ; 7,5x8,5 cm ; 12,5x12,5 cm ; 17,5x17,5 cm	Douche ok. Ne pas découper.
Mepilex EM (pas d'adhésif, absorption faible) EM = extra-mince	
7,5 x 8,5 cm ; 12,5 x 12,5 cm ; 14 x 15 cm ; 17,5 x 17,5 cm	Pas sous douche. Découpe ok.
Plaie qui saigne (alginate)	
Algosteril (Alginate Cicatrisant et hémostatique) Chgt /48h max. Mettre interface avant, pour faciliter plus tard le retrait.	
5x5 10x10 10x20 Mèche	Pas sous douche. Découpe ok.
Coalgan compresse (ne marche pas ? formation Jennifer)	
Plaie odorante : ajout interface de charbon	
Actisorb (pansement secondaire absorbant nécessaire)	
10,5x10,5cm 10,5x19cm	Pas sous douche. Pas de découpe.
Hydrogel : nécrose sèche, fibrine sèche : (permet hydratation pour détersion)	
Gel (comme dentifrice), contient de l'eau +++ avec cellulose... Odeur (prévenir patient). Appl couche épaisse sans trop déborder de plaie. Pas d'absorbant en pansement IIR, plutôt film adhésif ou hydrocolloïde en pansement. Plaque : peu hydratant, pansement de confort ? ⚠ peut fav macération berges. NE PAS humidifier nécroses jambières sans éval artérielle : risque majeur de gangrène. Sécher ces plaies le temps d'obtenir évaluation et avis spécialisé. Si momification, non revasc : compresse, psmt sec, surv infection.	
Intrasite gel®	
Applipak tube 5 ou 15g Comformable 10x20 (compresse avec gel dessus)	Pas sous douche. Découpe ok.
Duoderm hydrogel® tube 15g	

Hydrotac transparent (sorte de plaque de gélatine bleue)		
10 x 10 10 x 20 20 x 20 5 x 7,5	Pas sous douche. Découpe ok.	
Hydrocolloïdes Nécrose sèche, fibrine sèche (ou psmt IIR d'un hydrogel). NON RECO par Jennifer. Pas très utilisé ? N'absorbe pas. 1 ^{er} sur le marché. Plaque (parfois avec forme anatomique) avec CMC et gel de pectine et de gelatine qui se délite au contact des exsudats (gel marron au retrait). Coût modéré, simple d'utilisation. Pour la pose, chauffer le pst avec les mains (décolle un peu de pectine). Retrait : décoller en tirant dans le sens parallèle à la peau pour casser les ponts de pectine. Chgt à saturation (lorsque le gel formé atteint les bords du pansement) : ~2x/sem, max 7j. 1/ odeur du gel formé souvent nauséabonde (ne pas confondre avec surinfection) : « pus like » : info patient 2/ ⚠️ peut favoriser macération des berges. NE PAS humidifier nécroses jambières sans éval artérielle : risque majeur de gangrène. Sécher ces plaies le temps d'obtenir une évaluation et un avis spécialisé 3/ Peut favoriser l'hyperbourgeonnement (changer de famille de pansement). 4/ Risque d'irritation (érythème ou pétéchies) surtout si pansement changé trop fréquemment 5/ Adhère bcp à peau saine : risque de dermabrasion et d'eczéma de contact (sensibilisation à l'adhésif)		
Comfeel Plus Opaque ; Duoderm Extra Mince (≠ formes, ≠ tailles) ; Hydrocoll Sacral ; Algoplaque Border	Voir e-pansement.fr	
Hydrofibres : très très absorbant (forme un gel, mettre un pst IIR) - plaies ± cavitaires		
Exufiber (à préférer)		
5x10cm ; 10x10cm ; 10x20cm ; 12 x 13 cm ; 20 x 20 cm ; 20 x 30 cm ; 5 x 10 cm ; 5 x 40 cm ; Mèche 2,5 x 40 cm	Pas sous douche. Découpe ok.	
Aquacell extra ou mèche (fait mal)		
Superabsorbant = plaie très exsudative, grosse jambe suintante lymphoedeme		
Non adhésif = Duramax S (avec interface siliconée) / Duramax N (sans interface siliconée)		
10 x 10 cm ; 15 x 20 cm ; 20 x 20 cm ; 20 x 25 cm ; 20 x 40 cm	Pas sous douche. Pas de découpe.	
Fixation		
Opsite-flexifix		
5-10-15cm x10m	Douche et bain ok (reste non occlusif). Découpe ok.	
Opsite-flexigrid - Film adhésif transparent (autres marques de film transparent ou rouleau)		
6 x 7,5cm ; 10 x 12,5 cm ; 15 x 20 cm	Douche et bain ok (reste non occlusif). Découpe ok.	
Tubifast (Lavage possible ! Vert et Rouge non remboursé !)		
Ligne rouge 9-18cm non remb !! Ligne vert 14-24cm non remb !! Ligne bleue 24-40cm Ligne jaune 35-64cm Ligne violette 64-130cm	3,5cm x 1m 5cm x 1m 7,5cm x 10m 10,75cm x 10m 20cm x 10m	
Filet tubulaire (moins confort, préférer tubifast)		
Doigt/pouce ; main/poignet ; pied/bras ; jambe/genou ; tete/cuisse ; thorax/taille		
Bandes Velpeau = pour MI = bande de crêpe		
5-7-10-15cm x4m ou 20cmx5m		
Bandes Nylex = pour les extrémités		
5-10cm x 4m		
Mollelast haft Bande cohésive (colle sur elle même mais pas à la peau)		
4-6-8-10-12 x4m		
Hypafix : bande adhésive		
2,5cm x 5-10m ; 5cm x 5-10m 10cm x 2-5-10m 15cm x 10m ; 20cm x 10m		